

# INSPECT 3005R

CO<sub>2</sub> KONTRASTMITTELINJEKTOR # DAS ORIGINAL

**MALEK**  
CO<sub>2</sub> PROFESSIONAL



Fußschalter bereit		
Patienervolumen-gesamt   ccm	Injektionszeit   s	Temperatur   mBar
0	2.48	0:00
Injektionsvolumen   ccm	Injektionsdruck   mbar	Temperatur Block   °C
100	500	34.2

[www.malekmedical.de](http://www.malekmedical.de)

## Optimiert für:

- Mobiler C - Bogen
- DSA Festanlage
- Hybrid OP

## Verbesserte Untersuchung:

- Konstanter Flow
- Vollautomatische Prozesse
- Dosiszähler für Kontrastmittel

## Spezifikation

Model	INSPECT 3005R
Zweckbestimmung	Angiographie
Kontrastmittel	CO <sub>2</sub>
Klasse /42/EWG Anhang II und MEDDEV	IIb
Presets	10
Tastatur	10 Num / +7 Funktionstasten
Display	LCD 10,2 Zoll / 16 Mill. Farben
Technologien	ICF / DIT / MAX Range
Reload-Time mit Gasaufheizung	2 sec
Injektionstemperatur	36°C
Injektionsvolumen	0 ccm - 200 ccm
Injektionsdruck	0 mbar - 1400 mbar



Malek Medical GmbH  
Holzdamm 4  
23966 Wismar / Germany  
Tel. 03841 62 04 877  
mail@malekmedical.de